


广告



上海鸣励实验室科技发展有限公司
Shanghai Minly Lab Hi-tech Development Co., Ltd.

实验动物作为人类的替难者用于各种科学实验，
人类有义务给予实验动物足够的尊敬，
处置动物时尽可能减少动物的疼痛和痛苦。



SMQ-II系列

外型尺寸:

宽 640 mm x 深 600 mm x 高 760 mm



SMQ-DG系列

外型尺寸:

宽 1 500 mm x 深 700 mm x 高 1 930 mm

注:本公司保留更改产品设计与规格的权利,
产品(包括但不限于尺寸、颜色)请以实物为准。

咨询热线 021-58441296

地址:上海市浦东新区沪南路2655号开格科技园区1栋203室

网站: <http://www.minlylab.com>

邮编: 201315

邮箱: minlylab@163.com

ISSN 1674-5817

CN 31-1954/Q

公开发行

邮发代号: 4-789

每期定价: 30.00元



中国科技核心期刊

中国第一本实验动物科技期刊

ISSN 1674-5817

CN 31-1954/Q

实验动物与比较医学

SHIYAN DONGWU YU BIJIAO YIXUE

Laboratory Animal and Comparative Medicine

本期推荐>>>

hKDR^{-/-}人源化及*Rag1*^{-/-}基因缺陷新型双靶点遗传修饰荷瘤小鼠模型的建立

环磷酸腺苷诱导生精障碍小鼠模型不同恢复期的比较研究

碘酸钠诱发视网膜色素变性大鼠模型的生理指标和组织病理学分析

精神分裂症动物模型的研究概述

日本实验动物发展现状分析

《动物研究:体内实验报告》即ARRIVE 2.0指南的解释和阐述(一)

2023年

4月

第43卷/第2期

Vol.43 No.2 Apr. 2023

2023 April Vol.43 No.2 103-228

ISSN 1674-5817



9 771674 581232

主办:上海市实验动物学会

上海实验动物研究中心

www.slarc.org.cn/dwyx



We strive to create value for our customer

FENGSHI Group

苏州市冯氏实验动物设备有限公司

SUZHOU FENGSHI LABORATORY ANIMAL EQUIPMENT CO.,LTD

实验动物·系统化解决方案

<p>小鼠IVC笼具</p>	<p>大鼠、兔IVC笼具</p>	<p>生物安全型 IVC—P3实验室</p>	<p>生物安全型 隔离器—P3实验室</p>	<p>兔、豚鼠笼具</p>
<p>大动物笼具</p>	<p>开放式笼具</p>	<p>无菌隔离器</p>	<p>普通隔离器</p>	<p>笼具清洗机</p>
<p>饮水瓶清洗机</p>	<p>动物饮用水</p>	<p>垫料处理方案</p>	<p>动物福利</p>	



上海天焕科技发展有限公司

(原上海天环科技发展有限公司)

IVC小鼠系统 (一机二架)



XPJ-I自动洗瓶机

技术参数

使用电源: 380 V/50 Hz, 总功率为2 kW, 三相五线制电源
 使用水源: 水压力≥3 kg, 流量≥20 L/min, 普通自来水
 耗水量: 2~4 m³/h (用户可根据使用要求调整用水量)
 耗电量: 1.5 kW
 清洗效率: 每小时最大清洗量1 200件 (连续工作时)
 设备质量: 净重约300 kg (水箱内水满时重约400 kg)
 设备外形尺寸 (长x宽x高): 1 570 mmx700 mmx1 120 mm
 使用场地要求: 一般平整且有下水槽管的场地均可
 清洗使用对象: 各型大小鼠盖帽式饮水瓶



上海天焕科技发展有限公司
 地址: 上海市奉贤区金汇镇锦日路1号
 邮编: 201404
 手机: 13916288133
 联系人: 张亚兵
 E-mail: tianhuankeji@foxmail.com